


#2BAGSNOTWIST

# MATRIOSAC 3

Sie muss zum Wegräumen nicht eingedreht werden, so dass sich die Wurfleinen nicht verknoten können. Somit sparen Sie viel Zeit beim Einsatz Ihrer Wurfausrüstung.



## WURFZUBEHÖR



## BESCHREIBUNG

Das MATRIOSAC Set besteht aus zwei faltbaren zylindrischen Taschen, die ineinander passen. So werden in einem Set zwei Wurfsets gelagert (d.h. zwei Wurfleinen und bis vier Wurfbeutel). Die Innertasche ist so orientiert, dass das Gear schön gestaut bleibt, wenn die Tasche mit der Seitengriff getragen wird. iEs ist auch mit einer zusätzlichen Tasche ausgerüstet (unter dem Boden der großen Tasche), um Zubehörteile zu lagern (Kambiumschoner, zusätzliche Wurfbeutel, Karabiner usw.).

Die Tasche wird dann gefaltet, und hält die Wurfleine richtig fest am Boden. Vier Bänder mit Klickverschluss halten das Set gefaltet.

Nach dem Ausklappen ist der MATRIOSAC stabil, denn die Wurfbeutel am Boden der Taschen wirken als Ballast. Dazu bietet das runde Profil dem Wind weniger Angriffsfläche. Der Boden ist verstärkt und wasserdicht, so dass die Tasche robuster ist und das Material vor Bodenfeuchtigkeit geschützt wird.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Doppelte Wand	Polyurethan-beschichteter Polyester
Gewicht des Sets	1,5 kg
Maße großer Modell (mit Deckel)	Durchmesser 38 cm, 30 cm hoch, 900 g, schwarz
Maße untere Tasche für Zubehör	Durchmesser 38 cm, 5 cm hoch
Maße kleines Modells (passt im Großen)	Durchmesser 35 cm, 30 cm hoch, 600 g, beige
Jede Tasche hat	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Innentasche am Boden für Wurfbeutel,</li><li>- 1 innerer Klettverschluss, um das Ende der Wurfschnur zu befestigen und leicht zu finden. Er bildet eine Schlaufe, praktisch für einen Karabiner.</li><li>- 1 Tragegurt.</li></ul>
Große Tasche	<ul style="list-style-type: none"><li>- Deckel aus Stoff und Netzgewebe, für eine optimale Belüftung, und robustem Reißverschluss,</li><li>- vier Bänder mit Klickverschluss halten das Set gefaltet,</li><li>- Seitengriff zum Tragen.</li></ul>

## REFERENZEN

FTC/MAT3-GM modell - Großer Modell

FTC/MAT3-ENS modell - Matriosac-Set